

Présentation des produits d'hygiène bucco-dentaire Colgate®



Produit	Dentifrice Colgate® Total Original	Bain de bouche Colgate® Plax Cool Mint	Brosse à dents Colgate® 360° MEDIUM
Principes actifs/ composition	Fluorure de sodium, triclosan/copolymère	Fluorure de sodium, chlorure de cétylpyridinium (CPC)	Soies arrondies, Gratte-langue
Teneur en fluorure	1450 ppm	225 ppm	-
Utilisation et indications	Dentifrice destiné à une utilisation quotidienne (2 à 3 fois par jour). La combinaison de principes actifs triclosan/copolymère agit comme un bouclier protecteur sur vos dents et vos gencives, et freine le développement des bactéries pendant 12 heures.	Rincez-vous la bouche pendant environ 30 secondes avec le contenu d'un bouchon (20 ml) non dilué. Soins complémentaires pour le nettoyage quotidien des dents. Le bain de bouche antibactérien offre une protection de 12 heures contre les bactéries et la plaque, pour une haleine fraîche et saine.	Pour le nettoyage quotidien approfondi des dents. Zone de picots à l'arrière pour nettoyer la langue et l'intérieur des joues.
Tailles	100 ml, 19 ml	500 ml	1 brosse à dents (Blister)

Présentation des produits Colgate® MaxWhite



Produit	Dentifrice Colgate® MaxWhite One	Dentifrice Colgate® MaxWhite One Optic	Dentifrice Colgate® MaxWhite Expert White	Bain de bouche Colgate® MaxWhite	Brosse à dents + stylo blancheur Colgate® MaxWhite Expert White
Principes actifs/composition	Fluorure de sodium, polyphosphates	Fluorure de sodium, polyphosphates, azurants optiques	Monofluorophosphate de sodium, polyphosphates, 0,1 % de peroxyde d'hydrogène	Fluorure de sodium, polyphosphates	0,1 % de peroxyde d'hydrogène, Technologie adhésive à base de siloxane
Teneur en fluorure	1450 ppm	1450 ppm	1450 ppm	225 ppm	-
Utilisation et indications	Dentifrice destiné à une utilisation quotidienne (2 à 3 fois par jour). La combinaison d'agents nettoyants et de polyphosphates élimine les taches sur les dents et empêche la formation de tartre, pour vous faire gagner une teinte de blanc en une semaine. Une utilisation continue aide les dents à rester blanches plus longtemps.	Dentifrice destiné à une utilisation quotidienne (2 à 3 fois par jour). Contient des azurants optiques cliniquement testés qui font paraître les dents plus blanches dès le premier brossage. Cet effet d'optique est limité dans le temps. Élimine efficacement les taches sur les dents grâce à des agents nettoyants spéciaux. Une utilisation continue aide les dents à rester blanches plus longtemps.	Dentifrice destiné à une utilisation quotidienne (2 à 3 fois par jour). Sa formule anhydre au peroxyde d'hydrogène permet de réduire le jaunissement de l'émail. Dents visiblement plus blanches en 5 jours.	Rincez-vous la bouche 2 fois par jour pendant environ 30 secondes avec le contenu d'un bouchon (20 ml) sans diluer. Soins complémentaires pour le nettoyage quotidien des dents. Les polyphosphates préviennent la formation de taches sur les dents, les azurants optiques rendent les dents visiblement plus blanches; goût rafraîchissant; contient du fluorure pour prévenir les caries.	Utilisez le stylo blancheur 2 fois par jour après le brossage. Utilisez à chaque fois 2 clics de gel pour les dents du haut et du bas et appliquez-le avec l'extrémité de l'embout. Ne pas rincer. Pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans. La forme d'application innovante et la formule à base de peroxyde d'hydrogène blanchissent les dents; 3 teintes plus blanches en 3 semaines.
Tailles	75 ml	75 ml	75 ml	500 ml	1 x brosse à dents + 1 x stylo blancheur 5 ml

Effet en profondeur

Effet superficiel



① Élimination mécanique des dépôts

② Prévention des taches grâce aux polyphosphates

③ Azurants optiques pour un effet blancheur temporaire

④ Blanchiment grâce au peroxyde d'hydrogène